

Liste der DNA und RNA- Viren

Erregername	Transport	Nukleinsäure
MPV (Mouse-Parvo-Virus)	ohne Kühlung	DNA
MVM (Mouse-Minute-Virus)	ohne Kühlung	DNA
ECT (Ectromeliavirus, Mäusepockevirus)	ohne Kühlung	DNA
EDIM (Epizootic Diarrhea of Infant Mice, Rotavirus)	auf Trockeneis	RNA
MHV (Murines Hepatitis-Virus)	auf Trockeneis	RNA
MNV (Maus Norovirus)	auf Trockeneis	RNA
TMEV (Theiloviruses)	auf Trockeneis	RNA
REO-3 (Reovirus Typ 3)	auf Trockeneis	RNA

PCR-Untersuchung auf Nachfrage:

MAD-1/2 (Murines Adenovirus A und B)	ohne Kühlung	DNA
CMV (Cytomegalovirus)	ohne Kühlung	DNA
SEN (Sendaivirus)	auf Trockeneis	RNA
Astrovirus	auf Trockeneis	RNA